



Early loading

– Sofortbelastung

Early loading?

Verkürzte Heilung, welche mit „früher“ oder „sofortiger“ Belastung beschrieben wird, gewinnt in der Implantologie immer mehr an Bedeutung. Aber die Dokumentation zum heutigen Zeitpunkt ist nicht ausreichend und es Bedarf mehr an Information, um exakte Richtlinien im Umgang mit dieser Behandlungsmethode zu finden. Es ist nicht klar, ob und wann eine Sofortbelastung genutzt werden kann. Zweifellos ist dies jedoch eine Methode die, wenn sie mit Behutsamkeit und bei ausgewählten Personen durchgeführt wird, in Betracht gezogen werden kann.

Die Vorteile der Sofortbelastung für den Patient sind eindeutig. Eine einzige Operation minimiert das Gewebetrauma, verbessert den Schutz des Hart- und Weichgewebes und erhöht den Komfort des Patienten. Die Behandlungszeit verkürzt sich und Kosten werden eingespart.

ASTRA TECH IMPLANTS
D E N T A L S Y S T E M

Increase your options!

Sie treffen die Entscheidung



Das System gibt Ihnen die Freiheit

In der klinischen Praxis erweist sich das Astra Tech Implantat System als sehr erfolgreich im Hinblick auf eine Sofortbelastung. Der Anwender erhält durch das System eine Flexibilität in der Wahl der jeweils individuellen Behandlungsmethode.

Das Astra Tech Zwei-Komponenten System, mit seiner einzigartigen konischen Verbindung zwischen Implantat und Implantatpfosten – das Conical Seal Design™, sorgt für einen voraussagbaren Langzeiterfolg.

Ein Zwei-Komponenten System welches sowohl für die einzeitige als auch für die zweizeitige Operationsweise entworfen wurde, ist die optimale Lösung für eine Sofortbelastung. Das Astra Tech Zahnimplantat gibt Ihnen die Freiheit, die Art Ihrer Behandlungsmethode zu wählen.



Das Astra Tech Zahnimplantat System umfasst Implantate in verschiedenen Längen und Durchmessern, sowie eine Reihe von Implantatpfosten für zementierte, verschraubte und herausnehmbare Prothetik..

Das Implantat besitzt eine einzigartige Oberflächenstruktur, **TiOblast®**, sowie ein unvergleichbares Gewinde, **Microthread™**, welches effizient den marginalen Knochen unterstützt.

Das Conical Seal Design™ gewährleistet eine präzise Verbindung zwischen dem Implantatpfosten und dem Implantat und sorgt damit für Stabilität und Festigkeit des Implantates. Das Design verhindert Mikrobewegungen und Mikrospalten und unterstützt die Heilung.

Zahnloser Unterkiefer mit
provisorischer Versorgung,
3 Tage postoperativ





...Fakt oder
Fiktion?

ASTRA TECH IMPLANTS

D E N T A L S Y S T E M

Increase your options!

- Höchstmögliche Flexibilität und restaurative Freiheit
- Hervorragende Festigkeit und biomechanische Stabilität
- Exzellente klinische Dokumentation

Denmark

Astra Tech A/S
Husby Allé 19, DK-2630 Taastrup
Tel: +45 43 71 33 77
Fax: +45 43 71 78 65

Finland

Astra Tech Oy
PL 27, FI-02241 Espoo
Tel: +358 9 8676 1626
Fax: +358 9 8044 128

France

Société de Matériel Médical
Astra Tech France
Groupe Pharmaceutique AstraZeneca
1, rue de l'Union, TSA 90002
FR-92843 Rueil-Malmaison Cedex
Tel: +33 1 41 39 02 40
Fax: +33 1 41 39 02 44

Italy

AstraZeneca S.p.A.
Palazzo Volta – via F. Sforza
IT-20080 Basiglio, Milano
Tel: +39 02 98 01 43 72
Fax: +39 02 98 01 40 05

The Netherlands

Astra Tech BV
Signaalrood 55, NL-2718 SG Zoetermeer
Tel: +31 79 360 1950
Fax: +31 79 362 3748

Norway

Astra Tech AS
Postboks 160, N-1471 Skårer
Tel: +47 67 92 05 50
Fax: +47 67 92 05 60

Spain

Astra Tech S.A.
Calle Ciencias nº 73 derecha. Nave nueve
Polígono Industrial Pedrosa
ES-08908 L'Hospitalet de Llobregat
Tel. Servicio al cliente : +34.902.101.558
Tel : +34.932.643.560
Fax : +34.933.363.231

Sweden

Astra Tech AB
P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal
Tel: +46 31 776 30 00
Fax: +46 31 776 30 10

United Kingdom

Astra Tech Ltd.
Brunel Way, Stonehouse, Glos, GL10 3SX
Tel: +44 1453 791763
Fax: +44 1453 791001

USA

Astra Tech Inc.
430 Bedford Street
Suite 100, Lexington, MA 02420
Tel: +1 781 861 7707
Fax: +1 781 861 7787

Japan

Astra Tech Division, AstraZeneca K.K.
Tokyo Regional Office
Koraku Mori Bldg. 18F, 1-4-14, Koraku
Bunkyo-ku, Tokyo 112-0004
Tel: +81 3 5840 1113
Fax: +81 3 5840 1151

Other Markets

Astra Tech AB
Export Department
P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden
Tel: +46 31 776 30 00
Fax: +46 31 776 30 23
E-mail: export@astratech.com



Astra Tech GmbH
An der kleinen Seite 8, DE-65604 Elz
Tel: +49 6431 9869 0. Fax: +49 6431 9869 30